

体温枪量哪里的体温比较准：量体温量哪最准？-股识吧

一、温度计在哪里量更准确

对于测量体温，可测口腔、腋下、直肠。

其中直肠最接近人体内温度，但由于测量不便，一般测量腋下温度（此属体表温度、略低），因此一般测出腋下温度后加0.5度

二、宝宝的体温用什么温度计量哪里最准

如何给新生儿测量体温1.腋下测温方法：解松婴儿衣服露出腋窝，把体温表水银端放在腋窝中央，将同侧手臂靠躯干挟紧体温表，将其固定，持续测温5分钟，所测得温度一般比口表所测略低。

2.颈部测温方法：即将体温表水银端横放于颈部皮肤皱褶处，调整头部位子，挟住固定体温表，至少测温5分钟，能测10分钟更好。

颈部测温不易固定，受气温高低影响也较大，准确性比腋下测温更差。

所测温度较低，较口表低0.5C-0.7C，寒冷季节更低。

3.肛门内测温方法：先用酒精棉球消毒肛表水银端，再抹上少许食用油(煮沸后冷却)，加以润滑，缓缓插入婴儿肛门约3厘米，持续测温3分钟，所测体温正常值37.5C左右，冬季体温不足的新生儿肛表体温可在36C左右。

肛门测温较皮肤测温为合适，但方法较麻烦，常引起小儿哭吵，不过必要时还得用肛门内测温。

4、近年来有采用红外线探头测耳温，只需1秒钟即可测得比较准确的体温，可用于新生儿推广应用。

三、体温计哪个温度准？

电子体温计还是满意水银的温度计准确，只是方便一点。

四、体温表放在哪量比较准

体温表（肛表）插入肛门测得肛温最接近体内温度，但不方便。

一般比口腔温度高0.3 ~ 0.5 。

体温表（口表）测得口腔温度，比较接近体内温度，但有危险，特别是小儿禁止使用。

正常值为：36.3 ~ 37.2

体温表（腋表）测得腋下体温，只反映体表温度，但很方便，所以普遍使用。

腋窝温度较口腔温度低0.3 ~ 0.6

五、体温表放哪儿量体温最准确？

正常人的体温保持在相对恒定的状态，其正常波动范围为：口腔温度：36-37摄氏

度直肠温度：比口腔温度高0.3-0.5摄氏度腋下温度：比口腔温度低0.3-0.5摄氏度。

测量方法：体温表有口表与肛表两种。

测体温前，先将体温表水银柱甩到35摄氏以下，再用酒精棉球消毒体温表。

腋下测温法：先擦去腋窝的汗液，将口表有水银柱的一端置于腋窝深处，屈臂过胸将之夹紧，10分钟后取出。

直肠测温法：先将肛表水银圆端涂点油类润滑，再慢慢插入肛门3-5厘米，并用手扶住肛表上端，3分钟取出。

口腔测温法：应在进食、喝水或吸烟后半小时进行。

将表斜放于舌下，让病人紧闭口唇，牙齿不要咬合，3分钟后取出。

看体温表数字时，应横持体温缓慢转动，取水平线置观察水银柱所示温度刻度。

体温表用完后用75%酒精消毒。

腋下测温法简便、安全、卫生舒适，现多采用此法。

昏迷病人或婴幼儿可采用肛表测温。

六、量体温量哪最准？

新生儿测量体温的话，可以用电子体温计，速度比较快，一分钟就可以搞定，可以选择在宝宝的脖子处，或是腋窝处进行测量，也可以通过口腔进行测量的。

七、量体温哪里最准

体温表（肛表）插入肛门测得肛温最接近体内温度，但不方便。

一般比口腔温度高0.3 ~ 0.5 。

体温表（口表）测得口腔温度，比较接近体内温度，但有危险，特别是小儿禁止使用。

正常值为：36.3 ~ 37.2

体温表（腋表）测得腋下体温，只反映体表温度，但很方便，所以普遍使用。

腋窝温度较口腔温度低0.3 ~ 0.6

八、体温计在哪量最准

肛温和口温最准，一般量三分钟，如果是量腋温的话要量十分钟，因为腋窝温度较口腔温度低。

0.3 ~ 0.6 所以量腋温的话最好加0.5，其实不加也可以

参考文档

[下载：体温枪量哪里的体温比较准.pdf](#)

[《股票增发预案到实施多久》](#)

[《上市公司回购股票多久卖出》](#)

[《股票腰斩后多久回本》](#)

[《股票账户重置密码多久生效》](#)

[《股票停牌重组要多久》](#)

[下载：体温枪量哪里的体温比较准.doc](#)

[更多关于《体温枪量哪里的体温比较准》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/50774158.html>